

CEROTTI POST PUNTURA AFTER BITE PATCHES



SENZA AMMONIACA
No ammonia

SOLLIEVO IMMEDIATO
Immediate relief

- CALENDULA
- ZANTHOXYLUM
- LAVENDER
- VITAMIN E



30 PCS

**KIDS &
FAMILY**

INGREDIENTS: ACRYLATES/VA. COPOLYMER, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL, VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL, LINSEED ACID, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, MENTHOL, MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) OIL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, OLEYL ALCOHOL, GLYCERIN, LAVANDULA ANGLUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER EXTRACT, ZANTHOXYLUM BUNGEANUM FRUIT EXTRACT, TOCOPHEROL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, BENZYL ALCOHOL.



Lot. 0000000

Ref. 00 012077 000 000
MADE IN ITALY



www.chicco.com/recycle

XXXXXXX.1022APS-r00



PER PUNTURE DI INSETTO

CON
APPLICATORE
WITH
APPLICATOR



IT Questi cerotti contribuiscono ad attenuare la fastidiosa sensazione di prurito causata da agenti esterni, come le punture di insetto, grazie alla loro azione lenitiva. Inoltre, creano una barriera meccanica che impedisce lo sfregamento e il conseguente aumento dell'irritazione della zona interessata. I principi attivi Calendula e Zantalene svolgono un'efficace azione rispettivamente lenitiva e rinfrescante, donando sollievo alla zona interessata. **AVVERTENZE:** prodotto destinato ad adulti e bambini al di sopra dei 3 anni. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. In caso di contatto con gli occhi risciacquare abbondantemente. Per uso esterno. Conservare in luogo fresco e asciutto. Prodotto monouso. Seguire le istruzioni d'uso riportate sulla confezione.

EN These patches help alleviate the bothersome itching caused by external agents, such as insect bites, thanks to their soothing effect. In addition, they create a mechanical barrier that reduces friction, protecting the affected area from further irritation. Active ingredients Calendula and Zanthalene soothe and refresh the affected area. **WARNINGS:** product intended for adults and children over 3 years of age. Keep out of the reach of children under 3 years. In case of contact with the eyes rinse abundantly. For external use only. Store in a dry, cool place. Single-use only. Follow the instructions for use printed on the packaging.

ES Estos parches ayudan a aliviar la molesta sensación de picor causada por agentes externos, como las picaduras de insectos, gracias a su acción calmante. Además, crean una barrera mecánica que evita el roce y el consiguiente aumento de la irritación de la zona afectada. Los principios activos de la Calendula y el Zantaleno ejercen una eficaz acción lenitiva y refrescante, respectivamente, que alivia la zona afectada. **ADVERTENCIAS:** producto destinado a adultos y niños mayores de 3 años. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente. Para uso externo. Conservar en un lugar fresco y seco. Productos de un solo uso. Seguir las instrucciones de uso que figuran en el envase.

PT Estes pensos ajudam a aliviar a sensação incómoda de comichão causada por agentes externos, como picadas de insetos, graças à sua ação calmante. Além disso, criam uma barreira mecânica que evita o esfregamento e o consequente aumento da irritação da zona afetada. Os princípios ativos Calendula e Zanthalene têm uma ação, respetivamente, calmante e refrescante eficaz, proporcionando alívio à zona afetada. **ADVERTÊNCIAS:** O produto destina-se a adultos e crianças acima dos 3 anos. Mantenha fora do alcance das crianças com idade inferior a 3 anos. Em caso de contacto com os olhos exagure bem. Para uso externo. Guarde em lugar fresco e seco. Produto de uso único. Siga as instruções de uso descritas na embalagem.

PL Plastyre pomagają złagodzić nieprzyjemne uczucie swędzenia spowodowane czynnikiem zewnętrznym, takim jak ukąszenia owadów, dzięki ich kojącemu działaniu. Ponadto tworzą mechaniczną barierę, która zapobiega ocieraniu i wynikającemu z tego zwiększeniu podrażnienia obszaru skóry. Składniki aktywne nagietek lekarski i zantalen mają odpowiednio skuteczne działania łagodzące i odświeżające, przynosząc ulgę podrażnionemu obszarowi skóry. **OSTRZEŻENIA:** produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. W przypadku kontaktu z oczami, dokładnie przepłukać wodą. Do użytku zewnętrznego. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Produkt jednorazowego użytku. Postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.

IT - Istruzioni d'uso: 1. Detergere e asciugare la zona della pelle interessata. Staccare un cerotto dal supporto trasparente utilizzando l'applicatore. 2. Applicare il cerotto nella zona di interesse, evitando di toccare la parte adesiva con le dita. 3. Non superare le 8 ore di applicazione. Applicare non più di una volta al giorno, massimo 3 cerotti contemporaneamente. Vedi illustrazioni lato pack.

EN - Instructions for use: 1. Clean and dry the skin in the affected area. Remove one plaster from the transparent support using the applicator. 2. Apply the plaster to the affected area. Avoid touching the adhesive part with your fingers. 3. Do not apply for more than 8 hours. Apply no more than once daily, using no more than 3 plasters at the same time. See illustrations on the side of the pack.

ES - Instrucciones de uso: 1. Lavar y secar la zona afectada de la piel. Despegar un parche del soporte transparente utilizando el aplicador. 2. Aplique el parche en la zona en cuestión, sin tocar la parte adhesiva con los dedos. 3. No superar las 8 horas de aplicación. No aplicar más de una vez al día, máximo 3 parches al mismo tiempo. Consultar las ilustraciones en el lado del envase.

PT - Instruções de uso: 1. Limpe e seque a zona da pele afetada. Retire um penso do suporte transparente utilizando o aplicador. 2. Aplique o penso na zona de interesse, evitando tocar na parte adesiva com os dedos. 3. Não supere 8 horas de aplicação. Aplique no máximo uma vez por dia e não mais de 3 pensos ao mesmo tempo. Veja as ilustrações na lateral da embalagem.

PL - Instrukcja użytkownika: 1. Przemyć i osuszyć obszar skóry. Odkleń plaster od przezroczystego podkładu za pomocą aplikatora. 2. Nakleń plaster na wybrany obszar skóry, unikając dotknięcia palcami części klejącej. 3. Noś plaster nie dłużej niż 8 godzin. Stosować nie częściej niż raz dziennie, maksymalnie 3 plastry jednocześnie. Patrz ilustracje na opakowaniu.

premere qui/push here/
empurre aqui/empuje aqui/
naciśnij tutaj